

ISOMAX®

Naso Chiuso

**SOLUZIONE
IPERTONICA
3%**

Uso previsto:

ISOMAX® Naso Chiuso Soluzione Iperonica 3% in formato monodose, senza conservanti, per la nebulizzazione, agisce attraverso vari meccanismi che facilitano il movimento delle secrezioni del tratto respiratorio, migliorando la respirazione attraverso i seguenti modi:

- rompendo i legami ionici nel gel mucoso, riducendo così il livello di secrezione di viscosità ed elasticità;
- assorbendo l'acqua dalla mucosa e sottomucosa, riducendo pertanto il gonfiore dalle pareti del tratto respiratorio;
- inducendo tosse ed escreato, i quali possono contribuire a eliminare il muco dai bronchi, migliorando l'ostruzione del tratto respiratorio.

ISOMAX® Naso Chiuso Soluzione Iperonica 3%, nella terapia di inalazione è particolarmente indicata per i pazienti che soffrono di bronchiolite, bronchite acuta, fibrosi cistica e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Può inoltre essere utilizzata come veicolo di altri prodotti farmaceutici da inalazione.

Istruzioni per l'uso:

Può essere utilizzata con qualsiasi tipo di nebulizzatore. Si raccomanda di seguire le istruzioni d'uso fornite dal produttore del dispositivo. Utilizzare 4 o 5 ml di soluzione nella terapia di inalazione o conformemente alla prescrizione medica.

Precauzioni:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto è privo di conservanti.
- Dopo l'apertura, la fiala deve essere usata immediatamente e gettata dopo l'uso per evitare il rischio di contaminazione e provocare qualsiasi infezione.
- Non utilizzare in combinazione ad altri farmaci, fatto salvo il caso in cui sia indicato dal suo medico.
- Nei pazienti molto sensibili, la somministrazione deve essere effettuata secondo prescrizione medica, in quanto potrebbe essere necessaria la previa somministrazione di un broncodilatatore.
- In caso di broncospasmi o tosse persistente, interrompere il trattamento e consultare il medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare se la fiala è danneggiata.
- Non conservare a una temperatura superiore a 25°C.

Composizione:

Soluzione sterile di sodio cloruro 3%.

CE 0123



STERILE A

ISOMAX®

Naso Chiuso

HYPERTONIC SOLUTION 3%

Intended use:

ISOMAX Naso Chiuso Hypertonic Solution 3% in single dosage format, without preservatives, for nebulization, acts via various mechanisms that facilitate the movement of respiratory tract secretions, thereby improving breathing by:

- breaking the ionic bonds in the mucus gel, thus reducing the secretion's level of viscosity and elasticity.
- absorbing water from the mucosa and sub-mucosa and thereby reducing swelling from the respiratory tract walls.
- inducing cough and sputum, which may help eliminate mucus from the bronchi, and thereby improve obstruction of the respiratory tract.

ISOMAX Naso Chiuso Hypertonic Solution 3%, in inhalation therapy is especially indicated for all age patients suffering from bronchiolitis, acute bronchitis, cystic fibrosis and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). It can also be used as vehicle of other drugs products for inhalation.

Usage instructions:

It may be used with any type of nebulizer. It is recommended to follow the usage instructions of the equipment manufacturer. Use 4 or 5ml of the solution in the inhalation therapy according to medical prescription.

Precautions:

- Keep out of reach of children.
- This product has no preservatives.
- After opening the ampoule used immediately and discard after use to avoid risk of contamination and being any cause of infection.
- Do not use jointly with other drugs unless first checking with your physician.
- In very sensitive patients, administration should be carried out according to medical prescription, since the prior administration of a bronchodilator may be necessary.
- In the case of bronchospasms or persistent cough stop treatment and check with your physician.
- Do not use the product after the expiry date.
- Do not use if the ampoule is damaged.
- Do not store above 25°C.

Composition:

Sterile solution of sodium chloride 3%.

 Unolab Manufacturing S.L.
Av/de las Flores 6
28970 Humanes de Madrid
(Madrid) - España

Rev. 2016/NOV/21



Distribuito da: **COSWELL** Spa - Via Gobetti 4, 40050 - Fano di Argelato (Bo) ITALY