

ISOMARine®

NASO CHIUSO



Isomarine Naso Chiuso Spray Naturale decongestionante in caso di naso chiuso. Favorisce un rapido sollievo fin dai primi sintomi del raffreddore, la composizione a base di acqua di mare e menta aiuta a liberare il naso in modo delicato per adulti e bambini a partire dai **6 mesi**. **L'acqua di mare ipertonica** ha un'azione naturalmente decongestionante della mucosa, libera il naso dal muco in eccesso per osmosi senza rischio di assuefazione. La presenza della **menta** dona una piacevole sensazione di freschezza per un immediato sollievo dal naso chiuso anche fuori casa.

MODALITA D'USO: una/due nebulizzazioni per narice. Si consiglia di non superare le due settimane di trattamento. Nel caso di riniti particolarmente ostinate, alternare con Isomarine **Igiene Quotidiana per altre due settimane**.

COMPOSIZIONE: Hypertonic seawater (99,5%), Glycerin, Aqua, Mentha Piperita Leaf Extract.

AVVERTENZE:

- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente per l'uso a cui è destinato.
- Per l'utilizzo del prodotto in gravidanza consultare il medico.
- Flacone da 30 ml. Non contiene gas.
- Un mancato controllo dell'integrità del prodotto potrebbe alterarne le caratteristiche funzionali.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza.
- Non utilizzare se il flacone o l'erogatore sono danneggiati.
- In alcuni casi il prodotto può risultare minimamente irritante.
- Conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore ad una temperatura compresa tra 5°C - 25°C.
- Non usare in caso di ipersensibilità ad uno dei componenti

30ml e


FACILITA IL RICICLO	
FLACONE >HDPE+LDPE< 7 PLASTICA	EROGATORE NASO >PP+POM< 7 PLASTICA
CAPPUCCIO EROGATORE LDPE 4 PLASTICA	ASTUCCIO PAP 21 CARTA

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo comune


REF | GA11321 | 94032499

5°C 25°C

CE





COSWELL SPA Rev.2 10/2022
Via Gobetti 4, 40050 - Funo di Argelato (Bo) ITALY
www.coswell.biz